

GEBRAUCHSANLEITUNG

REHASTUHL „BEN“



CE

GEBRAUCHSANLEITUNG

REHASTUHL „BEN“

INHALTSVERZEICHNIS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 2
Warn- und Sicherheitshinweise	Seite 2-3
Einrichten vor der Benutzung	Seite 4
Einstellungen während der Benutzung	Seite 5
Regelmäßige Kontrolle	Seite 5
Reinigung und Pflege	Seite 5
Material und Maße	Seite 6
Zubehör	Seite 6

Wichtig:

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um Gefahren bei der Benutzung zu vermeiden und um die Sicherheit dieser Personen zu bewahren, befolgen Sie bitte genau diese Anleitung.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Die altersgemäße Verwendung und die maximale Belastbarkeit des Stuhls entnehmen Sie bitte auf Seite 6 der jeweiligen Maßtabelle.
- Das Produkt ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt und keinesfalls für die Verwendung an einem Fahrrad, in einem Auto oder ähnlichen Sitzmöglichkeiten vorgesehen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Die Gebrauchsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Produktes. Bitte belassen Sie die Unterlagen am Stuhl und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Im Falle eines Verlustes laden Sie sich bitte eine Kopie dieser Gebrauchsanleitung von unserer Homepage: www.kreativinholz.de
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät und ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet; es kann kippen oder umfallen.
- Stellen Sie das Produkt auf einen festen, ebenerdigen Untergrund.
- Ein Umfallen oder sogar ein Herunterfallen des Stuhls sollte unbedingt vermieden werden, da die Gesamtkonstruktion und die damit verbundene Stabilität des Stuhls beeinträchtigt werden kann.
- Unterbinden Sie bei verschraubten Pelotten und festgestelltem Abduktionskeil, dass eine nicht altersentsprechende Person sich gewaltsam in den Stuhl setzt. Alle Teile können beschädigt werden (ausreißen und abbrechen) und die Sicherheit und Stabilität des Produktes ist nicht mehr gewährleistet. Ebenso kann sich die Person selbst dabei verletzen. Für Fälle dieser Art aufgrund unsachgemäßer Behandlung des Produktes wird keine Haftung übernommen.
- Bitte nehmen Sie die Grundeinstellungen vor, bevor die Person im Stuhl Platz genommen hat. Alle Einstellungen müssen sorgfältig, für den Nutzer bequem und dennoch auf Sicherheit bedacht, vorgenommen werden. Die Person darf durch die Pelotten oder den Abduktionskeil keinesfalls eingengt werden.
- Bitte verwenden Sie nur die, von uns für dieses Produkt vorgesehenen, Gurte/Sitzhosen (siehe Zubehör). Und bedenken Sie, dass OHNE Gurt die Person nach vorne Kippen und Fallen kann. Es ist daher zu jeder Zeit eine Sicherung des Nutzers notwendig.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass während der Benutzung die Person nie unbeaufsichtigt bleibt und jederzeit ein verantwortungsbewusster Erwachsener anwesend ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Trittbrett steht oder wippt. Es besteht die Gefahr dass der Stuhl nach vorne kippt oder das Trittbrett aus der Verankerung bricht.
- Befestigen Sie keine Bauteile von anderen Firmen an diesem Stuhl.
- Schutzvorrichtungen und Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Dieser Rehasstuhl ist CE geprüft und gekennzeichnet.
- Halten Sie dieses Produkt von offenem Feuer, Zigaretten und Wärmequellen wie Kaminfeuer, Heizkörpern und Heizgeräten fern. Bewahren Sie den Rehasstuhl bei Zimmertemperatur und in trockenen Räumen auf.
- Bitte stellen Sie vor der Benutzung des Rehasstuhls dessen einwandfreien Zustand sicher. Sollten Sie Mängel am Kinderstuhl während der Benutzung feststellen, nehmen Sie bitte die Person sofort aus dem Stuhl und benutzen Sie diesen nicht mehr, bevor die Mängel fachgerecht beseitigt wurden.

Ein Abweichen von den Sicherheitshinweisen führt nicht nur dazu, dass die Garantie verfällt, sondern auch zu einer Gefährdung der Sicherheit! Der Hersteller *kreativ in holz* wird keine Haftung für Verletzungen und Schäden aufgrund derartigen Missbrauchs übernehmen. Reparaturen sollten von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

EINRICHTEN vor der ERSTEN BENUTZUNG



1. Lockern Sie auf der Rückseite der Rückenplatte die beiden Schrauben (gegen den Uhrzeigersinn) und schieben Sie die **Pelotten** in die weiteste Einstellung, um anschließend die passende Einstellung für den Nutzer vorzunehmen.



2. Bringen Sie den Abduktionskeil in die vorderste Stellung, indem Sie die Schraube unter dem Sitz lockern und den Keil nach vorne ziehen.



3. Setzen Sie die Person in den Stuhl und sichern Sie diese durch den 4-Punkt-Brustgurt (siehe Abb.) oder durch eine 2. Person. Nun die Pelotten und den Keil in die korrekte Stellung bringen und fixieren, indem Sie die Schrauben handfest anziehen (im Uhrzeigersinn).



4. Die Höhe des Trittbretts sollte in der Regel so eingestellt sein, dass die Oberschenkel einen 90° Winkel zu den Unterschenkeln bilden. Die Anpassung des Trittbretts erfolgt durch komplettes Abmontieren der Sternschrauben; das Einstellen der Trittbrethöhe durch Umstecken und erneutes Fixieren der Sternschrauben.

Achten Sie beim Stecksystem der Pelotten und des Trittbretts unbedingt darauf, dass diese im 90° Winkel fixiert und fest verschraubt werden. Ansonsten entstehen Zwischenräume und die Holzverbindungen können brechen.

Wichtig: Bitte befragen Sie zur individuellen Einstellung des Rehaschuhls therapeutisches Fachpersonal, sofern Sie nicht selbst vom Fach sind.

EINSTELLUNGEN während DER BENUTZUNG

- Sowohl die Pelottenbreite, als auch die -höhe können während der Benutzung eingestellt werden. Bitte verändern Sie jedoch nur einzeln die Einstellungen und halten Sie während dieses Vorgangs den Sitzenden in jedem Fall fest, sodass die Sicherheit gewährleistet ist.
- Bitte führen Sie eine abschließende Sicherheitsprüfung durch, ob beide Pelotten, das Trittbrett, der Abduktionskeil und ggf. der Brustgurt korrekt eingestellt und alle Schrauben fest angezogen wurden.
- Während des ganzen Zeitraums der Benutzung bitte das Kind im Stuhl niemals unbeaufsichtigt lassen.

Wichtig: Sollten Sie feststellen, dass die Person Angst oder Panik hat, zu sehr wippt oder der Kopf zu instabil ist und die Gefahr besteht, die Person könnte Schaden nehmen oder herausfallen, dann bitte sofort aus dem Stuhl nehmen.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE

Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Stuhls ggf. inkl. Brustgurt, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, korrekt verschraubt und befestigt sind und alle Materialien sich in einem einwandfreien Zustand befinden.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben des Trittbretts, indem Sie das Trittbrett gerade zum Stuhl drücken und die Schrauben fest angezogen sein müssen. Durch die Gewichtsübertragung beim Sitzen kann sonst die Steckverbindung Schaden nehmen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Oberfläche ist Spritzwasser geschützt. Dennoch wischen Sie bitte jegliche Feuchtigkeit oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem trockenen Baumwolltuch ab, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Produkt sich verformt und die Benutzung und somit auch die Sicherheit eingeschränkt wird. Bei Verwendung von Antirutschmatten, diese regelmäßig und unbedingt nach dem Abwischen abnehmen, damit sie trocknen können. Bleibt die feuchte Matte auf dem Stuhl, quillt das Holz auf und die Herstellergarantie erlischt.
- Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen und dann gut nachtrocknen. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.

MATERIAL

Stuhlrahmen und Pelotten:	Massivholz Eiche
Stuhlteile:	Multiplexplatte Birke
Abduktionskeil:	Kork
Oberfläche:	klar lackiert - gegen Spritzwasser geschützt

MASSE	<u>Gr. 3</u>	<u>Gr. 4</u>
Alter des Nutzers	7 - 10 Jahre	ab 10 Jahre
Unterschenkelhöhe (Trittbrettstufen)	26,5 cm - 28,0 - 30,5 - 32,5 - 35,0 - 37,0 cm	31,6 - 33,8 - 36 - 38,2 cm
Sitzbreite	43,5 cm	46,5 cm
Sitztiefe mit Keil	22 - 32 cm	25 - 31 cm
Sitzhöhe	45 cm	46,5 cm
Höhe Rückenlehne	42 cm	49 cm
Stuhlhöhe gesamt	87 cm	95,5 cm
Pelottenabstand	17,5 - 30,5 cm	20,5 - 33,5 cm
Pelotten-Achselhöhe	19,5 - 36 cm	23,5 - 39 cm
Pelottenschlitze	13 Stück	14 Stück
Pelotte (L/H/B)	19,7 x 14 x 2,5 cm	19,7 x 14 x 2,5cm
Gewicht ca.	13 kg	14 kg
Trittbrett (L/B/H)	46 x 27 x 2,5 cm	49 x 27 x 2,5 cm
Keil (L/B/H)	14,5 x 10 x 10 cm	14,5 x 10 x 10 cm
max. Belastung	60 kg	90 kg
Tischunterkante	mind. 60 cm	mind. 66 cm
<p>Jeder Stuhl ist ein Einzelstück, von uns designt und handgefertigt. Daher können Farb-, Material- und geringfügige Maßabweichungen möglich sein.</p>		

ZUBEHÖR - Beispiele

- 4-Punkt-Brustgurt Gr. 0 bis Gr. 3 und andere auf Anfrage
- Sitzschräge
- Trittbrett mit Rand vorne
- Stuhlerhöhung für Gr. 3- Sitzhöhe Küchentisch
- Rollen, am Stuhl vormontiert
- Fußhalterungen
- Kopfstütze verschiedene Formen, auf dem Stuhl vormontiert
- Antirutschmatte für Sitz und Trittbrett



Für Fragen zu Sonderanfertigungen oder weiterem Zubehör sprechen Sie uns an:

kreativ in holz - a bisserl anders, Tel.: 0 81 23/99 18 785

Mail: service@kreativholz.de

HERZLICHEN DANK!

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Produkt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

www.kreativholz.de

Unsere Sitzmöbel werden in
Deutschland/Bayern hergestellt

<p>kreativ in holz Schloßhügelweg 9, 85467, Neuching/Bayern Telefon 0 81 23/99 18 785 Mail: service@kreativholz.de www.kreativholz.de, www.kindersitzhilfe.de</p>		
--	---	---

