

B E N Aktivstuhl - Zubehör



Grundausrüstung

- Stuhl inkl. Stützbrett mit Sternschrauben M8
- Abduktionskeil mit Sternschraube M6
- 2 Pelotten mit Klemmhebel
- 4 Gurtschnallen vormontiert

inklusive bei Gr. 3-5

2 Rollen rückseitig



Abb. Gr. 3

Antirutschmatte (4,5 mm)



- > unterstützt die korrekte Beckenposition
- > mit Keilausschnitt

Material: Vinylschaum mit PES/Glasgarnewebe, das Gewebe ist besonders abriebfest und strapazierfähig

Pflege: bis zu **60 °C in der Maschine** waschbar

Umweltschonende Verfahren und Materialien, ein Produkt nach ÖKO-TEX Standard 100 P.1.

Dies ist der sogenannte Babystandard, der für besonders milde Materialien und Herstellungsverfahren steht.




extratiefes Trittbrett



- > Empfehlung bei langen Unterbeinen
- > der Einstieg beim selbständigen Hinsetzen wird erleichtert
- > **nur für die unterste Einstellung (Gr. 3-5)**

Material: Multiplex Birke, Stärke: 21mm



Fersenbrett



- Empfehlung, wenn die Fersen ständig unter die Sitzfläche -nach hinten- gestreckt werden
- > unterstützt die korrekte Fußstellung
- > Stecksystem mit Befestigung (Holzhebel)

Material: Multiplex Birke, Stärke: 9mm



Fußhalterungen



Empfehlung ab Gr. 2 bei permanenter Abspreizung der Füße nach vorne
-> Unterstützung für die korrekte Fußstellung
-> unterhalb des Stützbrettes verschraubt
- je 1 Paar, inkl. Klettbänder

Material: Metall schwarz pulverbeschichtet, gebogen
mit Gurtschlitze Klettband schwarz, 20mm



Gurtsysteme

Brustschultergurt
Brustgurt
Beckengurt
Fixierweste
Sitzhose u. v. m.

Wir empfehlen einen Gurt zur Sicherung des Oberkörpers oder des Beckens.

Die Möglichkeit, aktiv zu sitzen, sollte jedoch in jedem Fall Vorrang haben, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

(Achtung: Bitte auf gesetzliche Vorgaben bei der Fixierung von Personen achten)

Material: Neopren oder Baumwolle,

Bitte treffen Sie auf der Herstellerseite die Auswahl des Modells.

Hersteller: Firma John

<https://www.johngmbh.com/shop/Gurtsysteme/1062/c.html>

Klemmhebel



In der Grundausrüstung inklusive (1 Paar)
> für die Pelottenbefestigung; Gewindegröße M8



Nackenschutz



Empfohlen als Schutz beim Kopfschlagen oder als zusätzliches Polster - zum Entwöhnen vom Buggy

Material: Styropor grau, 2 Klettverschlüsse (schwarz, 40 mm)



B E N Aktivstuhl - Zubehör



Rollen auf Kufen



Mehr Flexibilität, leichter Transfer
Empfehlung bei Gr. 2-5
-> Sitzhöhe +7 cm bei Ø50mm
-> höhenverstellbarer Tisch vorteilhaft
Rollen: Ø50 mm oder Ø75 mm inkl. Bremshebel
vormontiert vor Auslieferung



Rückenkissen



Das Rückenkissen wird benötigt, um den Rumpf- und Beckenbereich zu polstern oder wenn die Sitztiefe „verlängert“ werden muss.

Material: Polster (Schaumstoff PUR RG50/SH60)

Pflege: Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 40°

Farben: grün (wie Abb.) oder Wunschfarbe

